

ズボンエイド

江藤病院 OT 島田萌花

【使用目的】

腰痛や体幹・股関節の可動域制限のある方に対してズボンの着衣が円滑に行える。

【対象】

硬性コルセット着用者、
腰痛がある方 等

【材料・道具と費用】

大きい洗濯挟み 4つ入り 100円
ひも 100円

※ダイソーで買えます。

【製作時間】 10分



作成手順

①

ひもの両端に
洗濯挟みをつけて完成です。

ひもの長さはお好みです。



使い方

①

ズボンの履き口に洗濯挟みを挟む。



使い方

②

ひもを持ちながら下肢をそれぞれ通し、ひもを引き膝下まであげる。

→

そのまま下衣を引き上げる。



硬性コルセットを着用している中で「ズボンが一人で挙げたい」と訴えられる患者様に向けて作成しました。

ズボンを履く際に、硬性コルセットを着用されていたり、股関節の可動域制限があり、ズボンが足に通らない方に向けて使用できたらいいと思います。

※過屈曲は抑えられますが必ずしも股関節・体幹の動きを抑制できるものではないので注意ください。